



台湾洛科办事处 厦门洛肯仪器有限公司

台湾洛科废液抽吸系统/抽吸器 www.rocan17.com

型号	主要参数	配置	
 <p>Lafil300Plus</p>	真空度680mmHg 流量20 L/min	1200ml PES废液瓶 手持操作器 单爪退tip接头 八爪退tip接头 150mm单爪tip接头	
 <p>Lafil300-BioDolphin</p>	真空度680mmHg 流量20 L/min	1200ml PES废液瓶 手持操作器 八爪退tip接头 50mm单爪tip接头 不锈钢40mm单爪吸头 不锈钢40mm八爪吸头 不锈钢80mm单爪吸头 放置架	
 <p>Lafil400Plus</p>	真空度735mmHg 流量20 L/min	1200ml PES废液瓶 手持操作器 单爪退tip接头 八爪退tip接头 150mm单爪tip接头	
 <p>Lafil400-BioDolphin</p>	真空度735mmHg 流量20 L/min	1200ml PES废液瓶 手持操作器 八爪退tip接头 50mm单爪tip接头 不锈钢40mm单爪吸头 不锈钢40mm八爪吸头 不锈钢80mm单爪吸头 放置架	

 <p>Lafil 100</p>	<p>真空度500mmHg 流 量1 L/min</p>	<p>500ml 玻璃废液瓶 /1000ml pp废液瓶 手持操作器 单爪退tip接头 八爪退tip接头</p>	
 <p>Lafil200Plus</p>	<p>最大真空度： 213mbar/80kPa/600 mmHg 最大流量： 20 L/min 废液抽取速度： 17mL/sec</p>	<p>4L pp废液瓶 手持操作器 单爪退tip接头 八爪退tip接头 150mm单爪tip接头</p>	
 <p>Lafil200-BioDolphin</p>	<p>最大真空度： 213mbar/80kPa/600 mmHg 最大流量： 20 L/min 废液抽取速度： 17mL/sec</p>	<p>4L pp废液瓶 手持操作器 单爪退tip接头 八爪退tip接头 150mm单爪tip接头 50mm单爪tip接头 不锈钢40mm单爪吸头 不锈钢40mm八爪吸头 不锈钢80mm单爪吸头 放置架</p>	
 <p>BioVac225</p>	<p>真空度600mmHg 流量25 L/min</p>	<p>1000ml PC废液瓶 150mm单爪tip接头</p>	
 <p>BioVac225Plus</p>	<p>真空度600mmHg 流量25 L/min</p>	<p>1000ml PC废液瓶 手持操作器 单爪退tip接头 八爪退tip接头 150mm单爪tip接头</p>	

 <p>BioVac225-BioDolphin</p>	<p>真空度600mmHg 流量25 L/min</p>	<p>1000ml PC废液瓶 手持操作器 单爪退tip接头 八爪退tip接头 50mm单爪tip接头 不 锈钢40mm单爪吸头 不锈钢40mm八爪吸头 不锈钢80mm单爪吸头 放置架</p>	
 <p>BioVac240</p>	<p>真空度700mmHg 流量40 L/min</p>	<p>3000ml PC废液瓶 150mm单爪tip接头 脚踏开关</p>	
 <p>BioVac240Plus</p>	<p>真空度700mmHg 流量40 L/min</p>	<p>3000ml PC废液瓶 手持操作器 单爪退tip接头 八爪退tip接头 150mm单爪tip接头 脚踏开关</p>	



- ◆ 199100-30 手持操作器 [1]
- ◆ 199100-46 50mm 单爪 tip 接头 [2]
- ◆ 199100-47 40mm 不锈钢单爪接头 [4]
- ◆ 199100-48 80mm 不锈钢单爪接头 [5]
- ◆ 199100-49 40mm 不锈钢八爪接头 [6]
- ◆ 199100-50 八爪退 tip 接头 [8]
- ◆ 199100-61 配件放置架 [9]
- ◆ 199100-76 150mm 单爪 tip 接头 [3]
- ◆ 199100-75 单爪退 tip 接头 [7]

其中：1用于连接2、3、4、5、6、7、8，
2、7、8可接200ul吸头，3可接200ul和1000ul吸头

细胞房废液抽吸泵配置：

基本型

BioVac225

BioVac240 3

升级型

BioVac225Plus 1.3.7.8

BioVac240Plus 1.3.7.8

Lafil200Plus 1.3.7.8

Lafil300Plus 1.3.7.8

Lafil400Plus 1.3.7.8

Lafil100 1.7.8

套装型

1.2.4.5.6.8.9

BioVac225-BioDolphin 1.2.4.5.6.8.9

Lafil200-BioDolphin 1.2.3.4.5.6.7.8.9

Lafil300-BioDolphin 1.2.4.5.6.8.9

Lafil400-BioDolphin 1.2.4.5.6.8.9

*以上配件可自由选配

选型依据

1: 废液量大小, 大的选择240系列及200系列

2: 有用于96孔板的抽吸, 建议选择套装型及升级型和Lafil100

3: Lafil100可放置于安全柜里